



## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Gorro Tipo Oruga

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

HefeiC&P Nonwoven Products CO, LTD

### USOS:

Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabellos. Es usado como prenda de protección. No Estéril. se usa para aislar el cabello del ambiente

### COMPOSICIÓN:

Tela No Tejida 100% Polipropileno de 13g Resorte: Nylon Blanco  
Referencia: Color Azul y blanco  
Dimensiones: Talla Única (53 cm de diámetro superior; 10 cm de altura)  
Peso: 10 g/m<sup>2</sup>, gramaje: 9.5-10.5 g/m<sup>2</sup>

### PRESENTACIÓN:

- 1 Bolsa por 100 unidades,  
Corrugado por 20 bolsas x 100 unidades  
(2.000 unidades)

## ALMACENAMIENTO

---

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

## VIDA ÚTIL:

5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento

## NORMAS TÉCNICAS:

---

- MDR (UE) ISO
- 13485:2003 ISO
- 9001