



## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia y elasticidad: Proporcionan una barrera efectiva contra químicos, fluidos y microorganismos, reduciendo el riesgo de contaminación.
- Sin talco: Eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas con el polvo, manteniendo las manos libres de residuos.
- Texturizados en los dedos: Mejoran el agarre y el control en superficies húmedas o secas, esenciales para la precisión en procedimientos médicos.
- Material hipoalergénico: Ideales para quienes tienen sensibilidad al látex.
- Adaptación ergonómica: Diseñados para proporcionar comodidad y reducir la fatiga en usos prolongados.
- Producto: No estéril
- Calibre:

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Guantes de Nitrilo para examen

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

ZIBOFASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD

### USOS:

Los guantes de examen de nitrilo son un dispositivo desechable destinado a fines médicos y dentales que se usa en la mano del examinador para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador.

### DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Los guantes de nitrilo para examen son esenciales en entornos médicos y laborales. Están diseñados para ofrecer una protección superior contra agentes biológicos y químicos, sin látex para reducir el riesgo de alergias. Estos guantes garantizan comodidad y durabilidad en cada uso, facilitando el trabajo seguro y preciso en el cuidado de la salud y la manipulación de sustancias delicadas.

### PRESENTACIÓN:

Empaque: Caja X 100 UNDS

Caja corrugada X 1000 UNDS

Talla: XS, S, M, L, XL

## COMPOSICIÓN:

---

Guantes de nitrilo para examen: 100%  
caucho de nitrilo butadieno

## VIDA ÚTIL:

---

5 años a partir de la fecha de  
fabricación, siempre y cuando  
el producto no esté húmedo o  
mohoso

## ALMACENAMIENTO:

---

Guardado: 5 - 40° C, protegidos  
del calor, la humedad, la luz y el  
ozono