



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Kit de Nebulización

Máscara de nebulizar y Nebulizadores

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Hangzhou Superds Industry CO, LTD

USOS:

Se utiliza para nebulizaciones en terapias respiratorias en niños y adultos. Este dispositivo médico permite administrar al paciente medicamentos penetrantes para que el sistema respiratorio, proporcionando una acción terapéutica rápida y el uso de dosis más bajas

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

FUNCIONES:

COMPONENTE	FUNCIÓN
MÁSCARA	CUBRIR LA NARIZ Y LA BOCA DEL PACIENTE PARA FORMAR UN ESPACIO QUE PERMITE ADMINISTRAR LA NEBULIZACIÓN (PODRÍA SER CLARO O DE COLOR VERDE)
CLIP METÁLICO	AJUSTAR LA MÁSCARA A LA NARIZ DEL PACIENTE PARA EVITAR FUGAS DE OXÍGENO
SUJETADOR ELÁSTICO	PERMITE FIRMEMENTE LA MÁSCARA A LA CARA DEL PACIENTE. ES AJUSTABLE
AGUJEROS LATERALES DE LA MÁSCARA	PERMITEN EXPULSAR EL CO ₂ E INTERCAMBIAR EL AIRE ATMOSFÉRICO
CONECTOR DE MÁSCARA	CONECTA HERMÉTICAMENTE LA MÁSCARA EN EL NEBULIZADOR
NEBULIZADOR	CONVERTIR UN LÍQUIDO EN AEROSOL, PARA QUE PUEDA SER ALMACENADO EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS
TUBO DE LA FUENTE DE OXÍGENO	PERMITIR EL FLUJO DE OXÍGENO (COLOR CLARO O VERDE). EN CADA EXTREMO SE HA ADAPTADO UN CONECTOR ESTÁNDAR QUE PERMITE SU CONEXIÓN HERMÉTICA A LA FUENTE DE OXÍGENO
CONECTOR DEL TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	CONECTA EL TUBO DE OXÍGENO A LA FUENTE DE OXÍGENO

COMPOSICIÓN:

- *Máscara:* Hecha de PVC grado médico
- *Clip Metálico:* Fabricado en aluminio
- *Sujetador Elástico:* Hecho de Spandex
- *Agujeros Laterales de la Máscara*
- *Conector de Máscara:* Hecho de Poliestireno
- *Nebulizador:* Consiste en la tapa, el núcleo y la taza
- *Tubo de la Fuente de Oxígeno:* Hecho de PVC grado médico
- *Conector del Tubo de Suministro de Oxígeno:* Hecho de PVC de calidad médica

NORMAS TÉCNICAS:

CE 0123

TIPO DE RIESGO

- IIA

MIEMBROS COMPROMETIDOS

- Cuerpo Humano