



ZIBOJECT



Ref: 7105



Ref: 7101

COMPOSICIÓN:

Vidrio Sódico-Cálcico

Coefficiente de dilatación medio
aproximado: $9 \times 10^{-6} K^{-1}$

Resistencia al agua

(DIN ISO 719): Clase 3

Resistencia a los ácidos

(DIN 12 116): Clase 3

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Lámina Porta Objetos

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

NantongHailum Bio-Medical
apparatuses Manufacturing CO, LTD

USOS:

Las láminas de vidrio portaobjetos son elementos esenciales en laboratorios de microscopía. Estas finas láminas de vidrio sirven para colocar y sostener muestras que serán observadas al microscopio, asegurando su estabilidad y permitiendo una visualización clara y detallada. Al colocar la muestra sobre el portaobjetos y cubrirla con un cubreobjetos, se protege la muestra y se mejora la calidad de la imagen observada.

VIDA ÚTIL:

Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio

EMPAQUE:

CAJA INTERNA	CAJA MADRE	TOTAL UNIDADES
50 UNIDADES	50 CAJAS INTERNAS	2500 UNIDADES

REFERENCIAS:

- Lámina Porta Objetos Esquinas a 45°
- Lámina Porta Objetos Esquinas a 90°

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 13485
- ISO 9001:2008
- CE
- FDA