



ZIBOJECT



## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Pañales para adulto tecnología Rapisorb

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

JIANGSU NODA SANITARY PRODUCTS CO., LTD.

### USOS:

Los pañales para adultos con tecnología Rapisorb garantizan máxima absorción, neutralización de olores y protección prolongada, manteniendo la piel seca y saludable gracias a su diseño anatómico y transpirables.

### DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Los pañales para adultos con tecnología Rapisorb ofrecen absorción rápida, neutralización de olores y protección prolongada. Su núcleo eficiente y materiales transpirables mantienen la piel seca mientras su diseño anatómico asegura comodidad y ajuste seguro.

Talla: S-M-L--XL--XXL-XXXL

## CARACTERÍSTICAS

Sistema súper absorbente con doble colchón (doble capa de pulpa) que absorbe rápidamente, gel súper absorbente que retiene y gelatinosa los líquidos en el interior del pañal y ayuda a neutralizar el olor a orina, cintura elástica para garantizar un mejor ajuste, bandas respirables abullonadas y súper suaves, cinta mecánica pega-despega, barreras altas y cómodas para prevenir filtraciones, capa extra-seca que mantiene seca los genitales del adulto evitando filtraciones, elásticos curvos que permiten un mejor diseño anatómico y mejor ajuste al cuerpo, cubierta impermeable tipo tela súper suave. Libre de sustancias extrañas.

## PRESENTACIÓN:

■ Paquete X 30 UNDS

## COMPOSICIÓN:

---

Componentes: Celulosa, Superabsorbente (Poliacrilato de sodio) Polipropileno, Polietileno, Poliéster, adhesivos, Elásticos.

## TIPO DE RIESGO:

I

## VIDA ÚTIL:

---

Hasta 24 meses

## ACONDICIONAMIENTO:

Conservar el producto en un lugar fresco, limpio, seco alejado de la humedad y protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de detergentes, solventes, desinfectantes o sustancias aromáticas. Ver lote y fecha de fabricación al costado del paquete.