



COMPOSICIÓN:

- Tela No Tejida
- Capa de Filtro: Melt-blown
- Pinza Nasal: PVC envuelto en hierro galvanizado

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Mascarilla Médica Desechable

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JinhuaJingdiMedical Supplies CO, LTD

USOS:

Para que todo tipo de personal clínico lo use en el proceso de operación no invasiva, cubriendo la boca, nariz y mandíbula del usuario, para proporcionar una cierta barrera física para evitar la penetración directa de patógenos, microorganismos, partículas, etc

PRESENTACIÓN:

Empaque Unitario

Caja por 50 unidades

Caja por 2000 unidades

TIPO DE RIESGO

I

EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
UNITARIO	1	1 UNIDAD
CAJA INTERNA	50	50 UNIDADES
CAJA DE CARTÓN	40 CAJAS INTERNAS	2000 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

3 años

ADVERTENCIAS:

- Utilizar una sola vez
- No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor
- Las leyes, reglamentos y restricciones locales del método de eliminación puedes cambiar o ser reinterpretadas de un país o zona a otra.
- La eliminación de residuos de este producto es segura, este manual no tiene consecuencias ambientales graves

TIPO DE RIESGO

I