



Tapón Heparinizado Ziboject



Tapón Bioseguro Ziboject

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Tapón Ziboject

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

### USOS:

El tapón estéril es usado para realizar uso como accesorio de equipos de transfusiones con I.V infusión inyección cánula multiple para medicamentos, soluciones o toma de venosa como punto de muestra.

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

## PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual Estéril
- Caja por 50 Unidades
- Caja por 100 Unidades

## PRESENTACIÓN:

---

REF	COLOR ETIQUETA
BIO SEGURO (LIBRE DE AGUJA)	VERDE
HEPARINIZADO	AZUL

## TIPO DE RIESGO

---

IIA

## MIEMBROS COMPROMETIDOS

---

- Sangre

## COMPOSICIÓN:

---

- ABS (Polisopreno, Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno)

## NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC EN 550
- EN 556 ISO 11135
- ISO 10993-7 ISO 13485:2003
- ISO 9001