



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Venda Elástica Ziboject

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ANJI HONGDE MEDDICAL PRODUCH CO. LTD

USOS:

Las vendas elásticas tienen múltiples usos esenciales en el ámbito médico y deportivo. Son ideales para aplicar compresión terapéutica en lesiones como esguinces y edemas, ayudando a controlar la inflamación. Ofrecen soporte y estabilización temporal a articulaciones lesionadas, como tobillos o muñecas, facilitando la recuperación.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Las vendas elásticas son dispositivos médicos diseñados para ofrecer compresión controlada en áreas específicas del cuerpo. Están fabricadas con materiales flexibles que permiten estirarse y adaptarse a diferentes zonas anatómicas, asegurando un ajuste seguro.

PRESENTACIÓN:

Bolsa X 12 unds

Ref: 2" X 5 YDS - 3" X 5 YDS - 4" X 5 YDS
6" X 5 YDS, 6" X 5 YDS

CARACTERÍSTICAS

- **Material elástico:** Permite un ajuste cómodo y firme para diferentes áreas del cuerpo.
- **Tejido poroso:** Facilita la transpiración y evita acumulación de humedad.
- **Adherencia suave:** No requiere clips ni sujetadores adicionales, dependiendo del diseño.
- **Versatilidad:** Ideal para fijación de apósitos, compresión en heridas o soporte de lesiones.
- **Diferentes medidas:** Disponibles en varias longitudes y anchos para adaptarse a diversas necesidades médicas.
- **Reutilizable:** En algunos casos, puede lavarse y reutilizarse según las indicaciones del fabricante.

COMPOSICIÓN:

Hilo de algodón desnatado, elástico, hilo de spandex

TIPO DE RIESGO:

I

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

ACONDICIONAMIENTO:

Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono