

## FICHA TÉCNICA



### VIDA ÚTIL:

- conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido
- Las leyes, reglamentos y restricciones locales del método de eliminación puede cambiar o ser reinterpretadas de un país o zona a otra
- Para un solo uso

### PRODUCTO:

Bata Quirurgica Hipo Alergenica Resortada

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE

HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

### USOS:

Bata quirurgica no esteril, elemento de protección personal físico Y/o químico. Hipo alérgica, repelente de líquidos (Anti fluido), resistente a las rupturas, confortable, biodegradable, biodegradable, no tóxico, no alberga bacterias.

### DESCRIPCIÓN

- Hecha en polipropileno no tejida SMS 25g
- Puño resortado: 12cm estirado
- Tiras de amarre a la cintura, elástico expandex suave y resistente sellado por ultrasonido
- Costura por ultrasonido
- Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicadura de fluidos y/o sangre

### COMPOSICIÓN:

- Tela no tejida sms 30g
- Tela no tejida sms 25g