



COMPOSICIÓN:

- Embolo: Polipropileno
Tubo: Polipropileno
- Pistón: Polipropileno
Funda: Polipropileno
- Aguja Hipodérmicas: Acero
Inoxidable Austenítico

PRESENTACIÓN:

Empaque Unitario
Caja por 25 unidades
Caja por 50 unidades
Caja por 100 unidades
Caja por 300 unidades
Caja por 400 unidades
Caja por 600 unidades
Caja por 800 unidades
Caja por 1200 unidades
Caja por 1800 unidades
Caja por 2400 unidades
Caja por 3000 unidades

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Jeringas Estériles Hipodérmicas (Con Aguja)

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ChangzhouJiafengMedicalEquipment CO,
LTD

USOS:

Aspiración de fluidos o para la inyección de fluidos inmediatamente después de la introducción.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Jeringa con aguja en acero inoxidable, tribiselada, de tres partes y libre de pirógenos.

No borrrable a la manipulación embolo con punta de caucho, que no se separa del cilindro al succionar el medicamento.

Con apoyo del dedo pulgar para cilindro, sistema Luer Lock

Empaque individual, estéril, en blíster Peel Pack.

Debe llevar impreso la referencia del producto, calibre, numero de lote de fabricación código de barras y fecha de vencimiento no menor a 2 años.

Embalaje: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

CLASIFICACIÓN:

Jeringas hipodermicas esteriles para un solo uso (con aguja) – tres partes									
Jeringas	Especificacion del Tubo de Aguja								
1ml	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
2ml	/	/	×1	×1	×1	×1	×1/2	×1/2	×1/2
3ml	/	/	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1	×1	×1
	/	/	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×5/8	×1 1/2	×1 1/2
	/	/	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/
Jeringas	Especificacion del tubo de Aguja								
5ml	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
10ml	×1	×1	×1	×1	×1	×1	/	/	/
20ml	×1 1/2	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	/	/	/
50ml	×3/4	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	/	/	/
60ml	/	×3/4	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

Jeringas hipodermicas esteriles para un solo uso (con aguja) – dos partes									
Jeringas	Especificacion del tubo de aguja								
2ml	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
5ml	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1/2	×1/2	×1/2
10ml	×1 1/2	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1	×1	×1
20ml	×3/4	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×5/8	×1 1/2	×1 1/2
	/	×3/4	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Cuerpo Humano

VIDA ÚTIL:

5 años

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en una humedad relativa de no más de 80%
- Gas no corrosivo y bien ventilado en interiores
- Productos totalmente garantizados

TIPO DE RIESGO

IIA