



VIDA ÚTIL:

- conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido
- Las leyes, reglamentos y restricciones locales del método de eliminación puede cambiar o ser reinterpretadas de un país o zona a otra
- Para un solo uso

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Sabana desechable resortada

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE

HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

USOS:

Sábana ajustable desechable, confeccionada con tela no tejida de polipropileno, con elásticos en los extremos para ajustar a la camilla y evitar deslizamientos, para uso en entornos limpios e higiénicos, indicado para ser usado en clínicas, laboratorios, estética.

DESCRIPCIÓN

- Hecha en polipropileno no tejida SMS 25G
- Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre
- Elástico con spandex de 7mm

COMPOSICIÓN:

- Costura por ultrasonido
- Tela no tejida sms 25g

CARACTERÍSTICAS

- Color Azul
- Tamaño: 1 metro de ancho X 2 metros de largo