



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo Macrogoeteo Bioseguro

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

USOS:

El equipo de venoclisis de macrogoeteo bioseguro está diseñado para administrar grandes volúmenes de líquidos y medicamentos rápidamente, con un enfoque en la seguridad del paciente y prevención de infecciones.

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 30% a 80%

No hacer fuerza en el bulbo para evitar desacople

PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACORGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER SLIP
MACROGOTEO BLISTER
MACORGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN CON AGUJA
MICROGOTEO BLISTER S/A S/B LUER LOCK

NORMAS TÉCNICAS:

MDD 93/42EEC

EN 550 ISO

594-2 ISO

13485 ISO

9001:2000

TIPO DE RIESGO

IIA

COMPOSICIÓN:

- **Equipo:** PVC grado médico en moldes de inyección
- Recubrimiento de Poliuretano grado medico
- Membrana filtro de la solución fibra médica
- **Tubo de infusión macrogoteo:** PVC grado médico
- **Cámara de goteo:** Plástico transparente
- Conector Luer Lock
- Regulador de flujo
- Cubiertas protectoras de conexiones
- Libre de Aguja
- 20 gotas x cc
- 1.75 mts Y 25 cm = 2 metros longitud

