



COMPOSICIÓN:

Óxido de Zinc
Adhesivo de Yeso
Cinta Quirúrgica
Tela de Rayón
Emolientes
Antioxidantes

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Esparadrapo Ziboject

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuNanfangMedical Product CO, LTD

USOS:

Protección de heridas, inmovilización de pacientes, fijación de dispositivos médicos y fijación de apósitos. La cinta quirúrgica adhesiva es para uso hospitalario o cuidado de heridas.

Antes de usar, lavar bien la piel y limpiar la superficie.

Hacer corte de acuerdo a la longitud necesaria

PRESENTACION

Caja por 24 Blister/Carrete, corrugada x 720

Cajaja por 12 Blister/carrete, corrugada x 360

Caja por 6 Blister/carrete, corrugada x 180

Caja hospitalaria plegadiza surtida x 5

PRESENTACIÓN COMERCIAL

REF	DIMENSIONES
BLISTER	½ IN X 5 YD
BLISTER	1 IN X 5 YD
BLISTER	2 IN X 5 YD
BLISTER	3 IN X 5 YD
BLISTER	4 IN X 5 YD
CARRETO	½ IN X 5 YD
CARRETO	1 IN X 5 YD
CARRETO	2 IN X 5 YD
CARRETO	3 IN X 5 YD
CARRETO	4 IN X 5 YD
CAJA PLEGADIZA	½ IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	1 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	2 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	3 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	4 IN X 10 YD
CAJA HOSPITALARIA PLEGADIZA SURTIDA X5	1 ROLLO 1 IN X 5 YD 2 ROLLOS 2 IN X 5YD 1 ROLLO 3 IN X 5YD 1 ROLLO 4 IN X 5YD

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.

ALMACENAMIENTO:

Conservar hasta su uso en los empaques originales en un ambiente fresco
Temperatura: 24°C+/-5°C
Humedad Relativa: De 45% a 65%

NORMAS TÉCNICAS:

ISO 10993
ISO 9001
ISO 13485

TIPO DE RIESGO

I

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Piel