


PRODUCTO	Accesorio para Bomba de Infusión		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Shenzhen Hawk Optical Electronic Instruments CO. LTD		TIPO DE RIESGO	IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2015EBC-0013806
			USOS	
			El Accesorio para Bomba de Infusión, es un equipo de Macrogoteo diseñado para funcionar específicamente con la Bomba de Infusión HOWKMED REF. HK-100II. Se usa en la administración de líquidos endovenosos, medicamentos, y nutrientes.	
COMPOSICIÓN		PRESENTACIÓN		
• Tapa protectora del Spay: Polietileno de alta densidad • Dispositivo de perforación (SPAY): Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). • Cámara de goteo con venteo: Policloruro de Vinilo – PVC Grado médico. • Filtro: Membrana en Poliuretano Grado Médico • Tubo de Infusion: PVC Grado Médico - Longitud 2.14 mts • Llave Reguladora de Flujo: Polietileno de Alta densidad • Punto en Y: Libre de látex • Conector Luer Lock • Protector de Conexión		• Empaque individual • Caja por 100 unidades • Caja por 400 unidades		
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
• UNE-EN ISO 8536-4:2020	5 años a partir de la fecha de esterilización.		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. Temperatura: 15°C A 30°C Humedad relativa: 30% a 80% El Accesorio para las Bombas de Infusión estériles Ziboject mantendrán la vida útil, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.	
EMPAQUE				
PRESENTACIÓN	UNIDAD	CAJA MADRE	TOTAL UNIDADES	
ACCESORIO PARA BOMBA DE INFUSIÓN	CAJA X 100 UND	CAJA PRIMARIA	100 UNIDADES	
	CAJA X 400 UND	CAJA CORRUGADA	400 UNIDADES	

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierziboject@yahoo.es - administracion@ziboject.com

www.ziboject.com

Bucaramanga - Colombia



①IV chamber A3F(Optional)

②Tube3.0×4.0mm

③Precision V Roller clamp RC101

④Needle free Y injection site (NFV-Y01)

⑤Detachable luer lock MLL05, with cap HT106

DEHP Free
Available