



COMPOSICIÓN:

- Componente: látex 100 % (Fabricado con látex de caucho natural)
- Formula molecular: N/A
- Anchura: 53 mm, con una tolerancia de +2 mm
- Longitud Normal: 185 mm
- Grosor: $0.13/2 = 0.08$ mm
- Masa Nominal: 1,75 gm
- Lubricante: Aceite de silicona (Viscosidad: 350 cSt)
- Contenido Lubricante: 400
- Presión de prueba de explosión de aire: 2.3kPa
- Volumen de prueba de explosión de aire: 43.3dm³
- Espesor nominal: 0.08mm

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

CONDOM-CONDÓN

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Dongyang Songu Latex (Jinzhou) CO,
LTA

USOS:

Barrera de protección hecha de funda de látex que cubre el pene completamente con una membrana ajustada. Está hecho de látex por su resistencia y elasticidad. Tiene el fin de impedir el paso y flujo del semen antes, durante o después de la eyaculación. Este condón tiene paredes rectas con una superficie lisa y termina en el pezón, maicena en polvo USP y lubricada con aceite de silicona.

PRESENTACIÓN:

El CONDÓN ZIBOJECT, se comercializa en Caja x 20 sobres x 3 condones, Corrugado por 80 Cajas internas (4800 Unidades) e individual.

EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
PRIMARIO	1	1 UNIDAD
BLÍSTER	3	3 UNIDADES
CAJA INTERNA	60	60 UNIDADES
CAJA DE CARTÓN	80 CAJAS INTERNAS	4800 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto

NORMAS TÉCNICAS:

- EN 980-1999
- ISO 14971:2000
- ISO 10993:1992
- EN 1041-1998
- ISO 4074:2016
- EN 540-1993
- ISO 9001
- ISO13485
- CEE 93/42
- ISO 2859 2014

EMPAQUE: EMPAQUE INDIVIDUAL:

IMPRESIÓN: El empaque lleva claramente impreso la marca del producto, la fecha de expiración del producto, su registro Invima vigente y de igual manera la información de la empresa autorizada para Importar y distribuir, según su registro.

EMPAQUE PRIMARIO: El paquete primario viene elaborado a base de papel de aluminio (PET12/ PE 15 ALU7/ PE20/ LLDPE 30 micras)

BLISTER COMERCIAL X (3 UNDS): Estuche Bristol en cartón cartulina, contiene 3 unidades de preservativo (Condón), Libre de derrames, manchas o elementos extraños. En su presentación se evidencia conceptos de precaución e información pertinente, dirigida al usuario final, de igual forma se puede observar marca del producto, Lote, y fecha de expiración. Como en su empaque primario su debido Registro Invima vigente, importador y fabricante.

CAJA INTERNA X 60 UNDS: Elaborado en 350g de cartón, contiene 60 unidades de condón en látex. Y en su presentación se evidencia de igual manera marca, lote, fecha de fabricación, fecha de expiración, su Registro Invima vigente, datos de fabricante, importador y distribuidor autorizado.

CAJA DE CARTÓN: Elaborada en doble capa de cartón corrugado. Tiene impresiones en el cartón de Nombre del Producto, Lote, Cantidad, Fecha de fabricación, fecha de vencimiento y de igual manera su Registro Invima Vigente, datos de fabricante, importador y distribuidor. Contiene 4800 unidades distribuidas en 80 cajas internas.