

PRODUCTO	Tapón para terapia intermitente		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2021DM-0023688-R1
				
USOS				
El Tapón para Terapia Intermitente, es un dispositivo médico estéril, de un solo uso, utilizado junto con el catéter intravenoso, para garantizar un acceso venoso en pacientes que NO requiere una infusión continua. Se requiere la conexión mediante agujas hipodérmicas, preferiblemente de calibres delgados (21G, 22G, 23G) para la administración de medicamentos, líquidos intravenosos, etc.				
COMPOSICIÓN		PRESENTACIÓN		
• Sistema de conexión Luer - Lock garantizando un acople seguro • Membrana de caucho natural / Libre de látex, para inyecciones múltiples • Superficie lisa a base de Polisopreno, Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno (ABS) • Libre de DEHP		• Empaque individual Estéril • Caja por 50 Unidades • Caja por 100 Unidades		
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
• MDD 93/42EEC EN 550 • EN 556 • ISO 11135 • ISO 10993-7 • ISO 13485:2003 • ISO 9001	• 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.		• Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz	