

PRODUCTO	Venda Elástica Ziboject		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Anji Hongde Meddical Produch CO. LTD	TIPO DE RIESGO		I
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	2024DM-0028705	
		USOS		
		Las vendas elásticas tienen múltiples usos esenciales en el ámbito médico y deportivo. Son ideales para aplicar compresión terapéutica en lesiones como esguinces y edemas, ayudando a controlar la inflamación. Ofrecen soporte y estabilización temporal a articulaciones lesionadas, como tobillos o muñecas, facilitando la recuperación. Las vendas elásticas son dispositivos médicos diseñados para ofrecer compresión controlada en áreas específicas del cuerpo. Están fabricadas con materiales flexibles que permiten estirarse y adaptarse a diferentes zonas anatómicas, asegurando un ajuste seguro.		
COMPOSICIÓN				
- Hilo de algodón desnatado elástico - Hilo de spandex - Poliéster texturizado - Algodón - Lycra - Prensillas de sujeción en aluminio				
NORMAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS		
- MDD EN 93/42EEC 550 EN 556 - ISO 11135 - ISO 10993-7 - ISO 13485: 2003 - ISO 9001		- Material elástico: Permite un ajuste cómodo y firme para diferentes áreas del cuerpo. - Tejido poroso: Facilita la transpiración y evita acumulación de humedad. - Adherencia suave: No requiere clips ni sujetadores adicionales, dependiendo del diseño. - Versatilidad: Ideal para fijación de apósitos, compresión en heridas o soporte de lesiones. - Diferentes medidas: Disponibles en varias longitudes y anchos para adaptarse a diversas necesidades médicas.		
PRESENTACIÓN		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
Bolsa X 12 unds Ref: 2" X 5 YDS, 3" X 5 YDS 4" X 5 YDS, 5" X 5 YDS, 6" X 5 YDS		5 años, a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el paquete esté intacto		Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono