

PRODUCTO	Bolsa de drenaje urinario		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Huaian Tianyi Medical Product CO. LTD Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD		TIPO DE RIESGO	I
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	2015DM-0013744-R1	
 Bolsa de Orina Triangular  Bolsa de Orina Rectangular		USOS La Bolsa recolectora de orina ZIBOJECT, es utilizada para almacenar la orina drenada desde la vejiga a través de una sonda, principalmente en pacientes sometidos a procedimientos Quirúrgicos donde se necesita mantener la vejiga sin orina o en aquellos pacientes que por su patología se requiere la colocación de una sonda vesical. La bolsa recolectora de orina triangular ZIBOJECT viene en empaque blister, estéril, viene con un sistema de cierre hermetico para evitar fugas con capacidad para almacenar 2.000 ml de orina.		
CARACTERÍSTICAS			PRESENTACIÓN	
1. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS: en caucho natural, libre de látex; se recomienda utilizar agujas hipodermicas de calibre delgado (22G ó 23G) 2. VALVULA ANTIRREFLUJO: Evita que la orina almacenada en el tubo se devuelva para la vejiga evitando infecciones 3. TUBO DE DRENAJE: Flexible 4. BOLSA TRIANGULAR: * Con ventana para evitar acumulo de gases * Parte posterior en color blanco facilitando la medición de la orina y sus características * Parte delantera transparente con 2 escalas de medición: de 0 a 150ml y de 150ml a 2000ml * Tubo para drenaje al exterior con llave de seguridad			• Empaque individual estéril • Empaque por 20 unidades • Empaque por 50 unidades	
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL	COMPOSICIÓN		
• MDD 93/42EEC • EN 550 • ISO 7804 • ISO 10993-1 • ISO 10993-7 • ISO 9001	5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre cuando el empaque esté intacto	• Bolsa de Orina PVC • Tubo de Conexión PVC • Manija PP • Botón de salida y puerto de muestras PVC • Conector PVC • ABS: Acrilonitrilo Butadieno estireno		
EMPAQUE				
PRESENTACIÓN	EMPAQUE	CAJA MASTER	TOTAL UNIDADES	
BOLSA DE DRENAJE URINARIO	INDIVIDUAL		1	
	BOLSA PLÁSTICA		20	
	CAJA DE CARTÓN		50	