



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia y elasticidad: Proporcionan una barrera efectiva contra químicos, fluidos y microorganismos, reduciendo el riesgo de contaminación.
- Sin talco: Eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas con el polvo, manteniendo las manos libres de residuos.
- Material hipoalergénico: Ideales para quienes tienen sensibilidad al látex.
- Adaptación ergonómica: Diseñados para proporcionar comodidad y reducir la fatiga en usos prolongados.
- Producto: No estéril
- Ambidiestros, lisos, puño enrollado reforzado, biodegradables, dedos nivelados (Rectos)

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Guantes de Nitrilo para examen

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ZIBOFASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD

USOS:

Los guantes de examen de nitrilo son un dispositivo desechable destinado a fines médicos y dentales que se usa en la mano del examinador para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Los guantes de nitrilo para examen son esenciales en entornos médicos y laborales. Están diseñados para ofrecer una protección superior contra agentes biológicos y químicos, sin látex para reducir el riesgo de alergias. Estos guantes garantizan comodidad y durabilidad en cada uso, facilitando el trabajo seguro y preciso en el cuidado de la salud y la manipulación de sustancias delicadas.

PRESENTACIÓN:

Empaque: Caja X 100 UNDS

Caja corrugada X 1000 UNDS

Talla: XS, S, M, L, XL (AZULES)

Talla: S-M-L-XL (NEGROS)

COMPOSICIÓN:

- Guantes de nitrilo para examen: 100% caucho de nitrilo butadieno
- Nitrato de Butadieno 4.2 GRS de peso con reborde antigoteo
- Calibre: 4.2 grs

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

ALMACENAMIENTO:

Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono