



PRODUCTO	Tapón Bioseguro / Conector libre de aguja bioseguro		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2021DM-0023688-R1
				
USOS				
Dispositivo médico estéril de un solo uso, el cual se utiliza junto con el catéter intravenoso o cualquier dispositivo intravenoso en pacientes que no requieren una infusión continua o en pacientes con agitación severa. Permite la infusión sin necesidad de agujas hipodérmicas, evitando así, lesiones por pinchazo o riesgo de contagio de infecciones, además, facilita la movilización de los pacientes.				
COMPOSICIÓN		PRESENTACIÓN		
Compuesto principalmente por una base de ajuste de silicona Tiene la capacidad de soportar múltiples acoples sin fugas Las Normas Internacionales recomiendan el cambio del dispositivo cada 72 a 96 horas, según el protocolo de cada Institución y NO realizar perforaciones con agujas hipodérmicas por daño de la membrana		• Empaque individual Estéril • Caja por 50 Unidades • Caja por 100 Unidades		
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
• MDD 93/42EEC EN 550 • EN 556 • ISO 11135 • ISO 10993-7 • ISO 13485:2003 • ISO 9001	• 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.		• Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz	

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678
javierziboproject@yahoo.es - adminisracion@ziboproject.com
www.ziboproject.com
Bucaramanga - Colombia