

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|-------------------|
| PRODUCTO | | AGUJAS PARA PLUMA DE INSULINA | MARCA | ZIBOJECT |
| FABRICANTE | | Promisemed Hangzhou Meditech CO, LTD | TIPO DE RIESGO | IIA |
| IMAGEN PRODUCTO | | | INVIMA | 2016DM-0000145-R1 |
|  | | | USOS | |
| CLASIFICACIÓN | | | CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN | |
| REF | CALIBRE AGUJA | LONGITUD AGUJA | | |
| 29 G | 0.33 MM | 8.12 MM | | |
| 30 G | 0.36 MM | 10.12 MM | | |
| 31 G | 0.25 MM | 4, 5, 6, 8 MM | | |
| 32 G | 0.23 MM | 4 MM | | |
| 33 G | 0.21 MM | 4 MM | | |
| ALMACENAMIENTO | | | <p>Cánula de acero inoxidable con acabado de silicona</p> <p>1.COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: compatible con todos los dispositivos de pluma disponibles en el mercado.</p> <p>2. BISELADO EXTRA FINO: de tres caras para minimizar el trauma tisular.</p> <p>3. ACABADO DE SILICONA ESPECIAL: para un deslizamiento suave y una penetración indolora.</p> <p>4. CABEZAL O CUERPO DE SUJECCIÓN DE LA AGUJA: de Polipropileno para un ajuste firme y seguro</p> <p>5. Libre de Látex, DEHP</p> | |
| PRESENTACIÓN | | VIDA ÚTIL | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Empaque individual • Caja por 50 unidades • Caja por 100 unidades | | 5 años a partir de la fecha de esterilización | | |