


PRODUCTO	AGUJAS HIPODERMICAS		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product Co.,Ltd	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2016DM-0000145-R1
			USOS	
COMPOSICIÓN			<p>Las Agujas Hipodermicas son un dispositivo médico elaborado en acero inoxidable, huecos, con punta afilada y tribiselar, la cual se acopla a una jeringa o a cualquier otro dispositivo médico con el objetivo de administrar medicamentos, vacunas o cualquier otra solución por las diferentes vías de administración parentales: Intramuscular, Intradermica, Subcutánea o Intravenosa.</p> <p>También son utilizadas para extraer fluidos corporales y/o líquidos de cavidades</p> <p>Son estériles, desechables y se fabrican en diversos calibres (grosor) y longitudes para adaptarse a diferentes usos</p>	
<ul style="list-style-type: none">• Cánula: Fabricada en acero inoxidable 304(1Cr18NiTi, en su extremo posee un bisel tridimensional largo y siliconado• Cono Luer: Polipropileno PP. HT-022, cumple con la conicidad Luer 6%• Tapa protectora: Polipropileno PP. HT-022				
ALMACENAMIENTO				
<p>Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 5°C A 55°C• Humedad relativa: 30% a 80%• Las agujas hipodérmicas estériles Ziboject mantendrán la vida útil, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.				
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		PRESENTACIÓN	
<ul style="list-style-type: none">• MDD 93/42EEC• EN 550• ISO 7804• ISO 10993-1• ISO 10993-7• ISO 9001	5 años a partir de la fecha de esterilización		<ul style="list-style-type: none">• Empaque individual• Caja por 50 unidades• Caja por 100 unidades	

CLASIFICACIÓN			
REF	COLOR CONO	LONGITUD AGUJA	DIMENSIONES DIÁMETRO EXT X GROSOR PARED
16 G	BLANCO	1 1/2"	1.60 X 0.90 MM
18 G	ROSADO	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1.20 X 0.73 MM
19 G	BEIGE	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1.10 X 0.90 MM
20 G	AMARILLO	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	0.90 X 0.49 MM
21 G	VERDE	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	0.80 X 0.42 MM
22 G	NEGRO	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	0.70 X 0.35 MM
23 G	AZUL CLARO	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	0.62 X 0.35 MM
24 G	MORADO	1"	0.55 X 0.29 MM
25 G	NARANJA	5/8" - 1"	0.50 X 0.23 MM
26 G	CAFÉ	1/2"	0.45 X 0.21 MM
27 G	GRIS	1/2"	0.40 X 0.19 MM
30 G	AMARILLO CLARO	1/2" - 1"	0.30 X 0.18 MM

