


| | | | | |
|---|---|----------------|---|-------------------|
| PRODUCTO | AGUJAS HIPODERMICAS | | MARCA | ZIBOJECT |
| FABRICANTE | Jiangsu Webest Medical Product Co.,Ltd | TIPO DE RIESGO | | IIA |
| IMAGEN PRODUCTO | | | INVIMA | 2016DM-0000145-R1 |
|  | | | USOS | |
| COMPOSICIÓN | | | <p>Las Agujas Hipodermicas son un dispositivo médico elaborado en acero inoxidable, huecos, con punta afilada y tribiselar, la cual se acopla a una jeringa o a cualquier otro dispositivo médico con el objetivo de administrar medicamentos, vacunas o cualquier otra solución por las diferentes vías de administración parentales: Intramuscular, Intradermica, Subcutánea o Intravenosa.</p> <p>También son utilizadas para extraer fluidos corporales y/o líquidos de cavidades</p> <p>Son estériles, desechables y se fabrican en diversos calibres (grosor) y longitudes para adaptarse a diferentes usos</p> | |
| ALMACENAMIENTO | | | | |
| <p>Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 5°C A 55°C• Humedad relativa: 30% a 80%• Las agujas hipodérmicas estériles Ziboject mantendrán la vida útil, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento. | | | | |
| NORMAS TÉCNICAS | VIDA ÚTIL | | PRESENTACIÓN | |
| <ul style="list-style-type: none">• MDD 93/42EEC• EN 550• ISO 7804• ISO 10993-1• ISO 10993-7• ISO 9001 | 5 años a partir de la fecha de esterilización | | <ul style="list-style-type: none">• Empaque individual• Caja por 50 unidades• Caja por 100 unidades | |
| | NORMAS | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ISO 7864/GB 15811• ISO 11135-1 | | | |

| CLASIFICACIÓN | | | |
|---------------|----------------|----------------------|---|
| REF | COLOR CONO | LONGITUD AGUJA | DIMENSIONES DIÁMETRO EXT X GROSOR PARED |
| 16 G | BLANCO | 1 1/2" | 1.60 X 0.90 MM |
| 18 G | ROSADO | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 1.20 X 0.73 MM |
| 19 G | BEIGE | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 1.10 X 0.90 MM |
| 20 G | AMARILLO | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 0.90 X 0.49 MM |
| 21 G | VERDE | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 0.80 X 0.42 MM |
| 22 G | NEGRO | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 0.70 X 0.35 MM |
| 23 G | AZUL CLARO | 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 0.62 X 0.35 MM |
| 24 G | MORADO | 1" | 0.55 X 0.29 MM |
| 25 G | NARANJA | 5/8" - 1" | 0.50 X 0.23 MM |
| 26 G | CAFÉ | 1/2" | 0.45 X 0.21 MM |
| 27 G | GRIS | 1/2" | 0.40 X 0.19 MM |
| 30 G | AMARILLO CLARO | 1/2" - 1" | 0.30 X 0.18 MM |

