



PRODUCTO		AGUJA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE		MARCA		ZIBOJECT	
FABRICANTE		ZIBOEASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD		TIPO DE RIESGO		IIA	
IMAGEN PRODUCTO				INVIMA		2024DM-0028342	
<div><div><p>REF: 22GX1"</p></div><div><p>REF: 21GX1 1/2"</p></div></div>				<div><div>USOS</div><p>Las Agujas para extracción de sangre tipo pluma o tipo bolígrafo, son un dispositivo médico estéril de un solo uso, utilizado en conjunto con un accesorio tipo tambor para garantizar la extracción de la sangre de una vena periférica para análisis diagnósticos y/o fines terapéuticos, de manera segura, evitando el riesgo de pinchazo por parte del personal de salud y/o el riesgo biológico por la contaminación con la sangre del paciente a causa de derrames.</p><p>Su diseño cuenta con 2 agujas en contraposición:</p><p>* Una aguja tribiselada para puncionar la piel del paciente y la túnica de la vena.</p><p>* La segunda aguja, es utilizada para conectar con el tubo recolector de la muestra. Este diseño permite la conexión de varios tubos simultáneos de forma rápida, continua y segura</p></div>			
COMPOSICIÓN							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaina hemostática: Caucho</li><li>• Tapa protectora de funda: PEBD (Polietileno de baja densidad)</li><li>• Aguja de tubo: Acero inoxidable</li><li>• Cubo de aguja de flashback: ABS acrilonitrilo butadieno estireno</li><li>• Ajuga intravenosa: Acero inoxidable</li><li>• Tapar protectora: PEBD (Polietileno de baja densidad)</li></ul>							
ALMACENAMIENTO							
<p>Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz</p> <p>Temperatura: 5°C a 35°C</p> <p>Humedad Relativa: 30% a 80%</p>							
REFERENCIAS				VIDA ÚTIL			
Especificaciones de la Aguja		Color		3 a 5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacenen en un ambiente seco, fresco y protegido de la luz solar directa			
18G X 1"	18G X 1" 1/2"						
20G X 1"	20G X 1" 1/2"						
21G X 1"	21G X 1" 1/2"						
22G X 1"	22G X 1" 1/2"						
23G X 1"	23G X 1" 1/2"						