


|  |   |  |  |                |                |                  |
|--|---|--|--|----------------|----------------|------------------|
| PRODUCTO   | AGUJA PERICRANEAL TIPO MARIPOSA   |  | MARCA  | ZIBOJECT       |                |                  |
| FABRICANTE   | ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD   |  | TIPO DE RIESGO   | IIA            |                |                  |
| IMAGEN PRODUCTO  |   |  | INVIMA   | 2024DM-0028172 |                |                  |
|   |   |  | USOS   |                |                |                  |
|  |   |  | La aguja pericraneal es un dispositivo médico estéril utilizado para la canalización de venas ya sea para:<br>A. Procedimientos diagnósticos para introducir medios de contraste<br>B. Administración de Medicamentos y/o Anestésicos en procedimientos cortos<br>C. Accesos venosos difíciles en caso de urgencia |                |                |                  |
| CARACTERISTICAS Y COMPONENTES  |   |  | PRESENTACIÓN   |                |                |                  |
| <p>1. Aguja en acero inoxidable con punta tribicelar que facilita la punción.</p> <p>2. Diferente diámetro de la aguja para facilitar los procedimientos o el tipo de vena a puncionar.</p> <p>3. Aletas de sujeción para sujetar el dispositivo durante el procedimiento y luego se fija a la piel del paciente; viene en diferentes colores según el diámetro de la aguja.</p> <p>4. Extensión en PVC grado médico, flexible de 30cm de longitud.</p> <p>5. Conector Luer Lock hembra para acoplar con otro dispositivo médico.</p> <p>6. Libre de Látex, DEHP, libre de pirógenos.</p> <p>7. Esterilizado en Óxido de Etileno</p> |   |  | CALIBRE  | COLOR          | LONGITUD AGUJA | CODIGO DE BARRAS |
|  |   |  | 18G  |                | 3/4            | 7707336092992    |
|  |   |  | 19G  |                | 3/4            | 7707336093036    |
|  |   |  | 20G  |                | 3/4            | 7707336093067    |
|  |   |  | 21G  |                | 3/4            | 7707336093098    |
|  |   |  | 22G  |                | 3/4            | 7707336093128    |
|  |   |  | 23G  |                | 3/4            | 7707336093159    |
|  |   |  | 24G  |                | 3/4            | 7707336093180    |
|  |   |  | 25G  |                | 3/4            | 7707336093210    |
|  |   |  | 26G  |                | 3/4            | 7707336093241    |
|  |   |  | 27G  |                | 3/4            | 7707336093272    |
| NORMAS   |   |  | COMPONENTES  |                | MARCADOR       | MATERIALES       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>GB18671-2009</li><li>93/42/EEC</li><li>ISO13485-2003</li><li>ISO11135-1</li></ul>  |   |  | ALAS   |                | 1              | PVC              |
|  |   |  | AGUJA  |                | 2              | ACERO INOXIDABLE |
|  |   |  | TUBO PROLONGADOR   |                | 3              | PVC              |
|  |   |  | CUBO HEMBRA  |                | 4              | PP               |
| VIDA ÚTIL  | ALMACENAMIENTO  |  | LUER LOCK TAPA   |                | 5              | ABS              |
| 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto  | Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.<br><br>Temperatura: 5°C a 55°C<br>Humedad Relativa: 30% a 80% |  | PROTECTOR DE AGUJA   |                | 6              | PE               |