

PRODUCTO	APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Taizchou City Yongfang Sanitary Products Factory		TIPO DE RIESGO	I
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2017DM-0017259
<div></div> <div></div> <div>Punta de algodón100%</div> <div>Palito de madera de abedul</div>			USOS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
			Los aplicadores de madera con punta de algodón, son dispositivos médicos NO estériles, diseñados para el uso en el aseo personal, recolección de muestras para estudios diagnósticos, aplicación de medicamentos tópicos.	
			Constan de una varita o mango en madera lisa y en uno de sus extremos, posee una punta de algodón adherido al mango para no dejar residuos en los tejidos.	
			COMPOSICIÓN	
			<ul style="list-style-type: none">Palito de madera: Madera plana de abedulPunta de algodón: Algodón 100% uniforme sin virutas y peroraciones	
PRESENTACIÓN				
<ul style="list-style-type: none">Bolsa por unidadbolsa por 20 unidadesbolsa por 100 unidades				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
<ul style="list-style-type: none">ISO 13485		5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuándo el producto no esté húmedo o mohoso		Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. <ul style="list-style-type: none">Temperatura: 5°C A 55°CHumedad Relativa: 40% a 80%
EMPAQUE				
PRESENTACIÓN	UNIDAD	CAJA MADRE	TOTAL UNIDADES	
APLICADOR DE PUNTA DE ALGODÓN	20 UNIDADES	1.000 BOLSAS	20.000 UNIDADES	
	100 UNIDADES	200 BOLSAS	20.000 UNIDADES	