

PRODUCTO	APOSITO OCULAR		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Nanfang Medical CO. LTD		TIPO DE RIESGO	I
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2022DM-0008469-R1
<div><p>Pediatrico</p></div> <div><p>Adulto</p></div>			USOS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
			<p>El Parche o Apósito Ocular es un dispositivo médico NO estéril, utilizado para tratamientos específicos del ojo humano como:</p> <ul style="list-style-type: none">* Procedimientos Quirúrgicos.* Lesiones oculares.* Ambliopatía (Ojo vago).* Estrabismo.	
COMPOSICIÓN			BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS	
<ul style="list-style-type: none">• Cinta PE: Cinta quirúrgica adhesiva / vendaje• Apósito Absorbente: Apósito de gasa• Soporte: Soporte de tela adhesiva hipoalergénica Micropore color piel			<p>1. Estimulación visual: Obliga al cerebro a utilizar el ojo con menor visión.</p> <p>2. Protección: Crea una barrera física contra irritaciones y contaminantes.</p> <p>3. Comodidad: Los apósitos oculares son transpirables, hipoalergénicos, y se adhieren bien sin lesionar la piel al retirarlos.</p> <p>4. Diseño: tienen una forma anatómica que se ajustan al ojo, permitiendo la comodidad incluso con gafas.</p>	
PRESENTACIÓN				
<ul style="list-style-type: none">• Caja x 20 unidades• Caja por 50 unidades• Caja por 100 unidades				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO	
ISO 10993 ISO 9001 ISO 13485		<ul style="list-style-type: none">• 5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuándo el producto no esté húmedo o mohoso	Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 5°C A 55°C• humedad relativa: 45% a 80%	
EMPAQUE				
PRESENTACIÓN	UNIDAD	CAJA MADRE	TOTAL UNIDADES	
APÓSITO MICROPOROSO ADHESIVO	CAJA X 20 UND	CAJA PRIMARIA	20 UNIDADES	
	CAJA CORRUGADA	CAJA CORRUGADA	1000 UNIDADES	