

PRODUCTO	BATA PACIENTE MANGA CORTA		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD		TIPO DE RIESGO	
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE REGISTRO
			USOS	
			La Bata paciente manga corta es de un solo uso, utilizada para colocar al paciente cuando se requiera realizar examen físico en el servicio de urgencias y/o para procedimientos no invasivos. Igualmente se utiliza para procedimientos Quirúrgicos en salas de cirugía	
			DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS	
			1. Elaborada en tela no tejida de Polipropileno SMS 25g. 2. No Estéril 3. Color azul celeste 4. Tamaño: 1mt x 1.40mt 5. Cordón de sujeción a la cintura en Polipropileno no tejido. 6. Costuras por Ultrasonido 7. Alta resistencia al rasgado. 8. Hipoalergenica 9. Resistente a fluidos corporales evitando el contacto con la piel del paciente	
			ALMACENAMIENTO	
			Conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido.	