

PRODUCTO	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑO RIB		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD		TIPO DE RIESGO	
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE REGISTRO
			USOS	
			Ideal para el uso del personal de salud que vayan a realizar procedimientos en servicios como Unidad de Quemados, UCI Neonatal, Pediátrica o UCI Adulto como también en procedimientos a realizarse en Urgencias o Salas de cirugía. Se recomienda también el uso a los visitantes que vayan a estar en contacto con pacientes aislados.	
			DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	
			<div><div>1. Elaborada en tela no tejida de Polipropileno SMS 25g.</div><div>2. No Estéril</div><div>3. Color azul celeste</div><div>4. Manga larga con puño RIB Blanco que garantiza mayor protección.</div><div>5. Cordón de sujeción a la cintura en Polipropileno no tejido.</div><div>6. Costuras por Ultrasonido</div><div>7. Alta resistencia al rasgado.</div><div>8. Hipoalergenica</div><div>9. Resistente a fluidos corporales evitando el contacto con la piel.</div><div>10. Biodegradable</div><div>11. No tóxico</div></div>	
			ALMACENAMIENTO	
			Conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido.	