

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| PRODUCTO | BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON PUÑO DE RESORTE | MARCA | ZIBOJECT |
| FABRICANTE | HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | TIPO DE RIESGO | |
| IMAGEN PRODUCTO | | INVIMA | NO REQUIERE REGISTRO |
|  | | USOS | |
| | | <p>Ideal para el uso del personal de salud que vaya a realizar procedimientos en servicios como Urgencias, Unidad de Quemados, UCI Neonatal, Pediátrica o UCI Adulto.</p> <p>Se recomienda también el uso a los visitantes que vayan a estar en contacto con pacientes aislados.</p> | |
| | | DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborada en tela no tejida de Polipropileno SMS 30g. 2. No Estéril 3. Color azul celeste 4. Manga larga con puño Resortado: 12cm estirado. 5. Tiras de amarre a la cintura, elástico, expandex suave y resistente 6. Costuras por Ultrasonido 7. Alta resistencia al rasgado. 8. Hipoalergenica 9. Resistente a fluidos corporales evitando el contacto con la piel. 10. Biodegradable 11. No tóxico | |
| | | ALMACENAMIENTO | |
| | | <p>Conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido.</p> | |