

PRODUCTO	Bolsa de drenaje urinario		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Huaian Tianyi Medical Product CO. LTD Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD	TIPO DE RIESGO		I
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	2025DM-0013744-R1	
<div><p>Bolsa de Orina Triangular</p></div> <div><p>Bolsa de Orina Rectangular</p></div>		<div>USOS</div> <p>La Bolsa recolectora de orina ZIBOJECT, es utilizada para almacenar la orina drenada desde la vejiga a través de una sonda, principalmente en pacientes sometidos a procedimientos Quirúrgicos donde se necesita mantener la vejiga sin orina o en aquellos pacientes que por su patología se requiere la colocación de una sonda vesical.</p> <p>La bolsa recolectora de orina triangular ZIBOJECT viene en empaque blister, estéril, viene con un sistema de cierre hermetico para evitar fugas con capacidad para almacenar 2.000 ml de orina.</p>		
CARACTERÍSTICAS			PRESENTACIÓN	
<p>1. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS: en caucho natural, libre de látex; se recomienda utilizar agujas hipodermicas de calibre delgado (22G ó 23G)</p> <p>2. VALVULA ANTIRREFLUJO: Evita que la orina almacenada en el tubo se devuelva para la vejiga evitando infecciones</p> <p>3. TUBO DE DRENAJE: Flexible</p> <p>4. BOLSA TRIANGULAR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Con ventana para evitar acumulo de gases* Parte posterior en color blanco facilitando la medición de la orina y sus características* Parte delantera transparente con 2 escalas de medición: de 0 a 150ml y de 150ml a 2000ml* Tubo para drenaje al exterior con llave de seguridad			<ul style="list-style-type: none">• Empaque individual estéril• Empaque por 20 unidades• Empaque por 50 unidades	
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL	COMPOSICIÓN	
<ul style="list-style-type: none">• GB/T17257.2-2009• UNE-EN ISO 11135:2015		5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre cuando el empaque esté intacto	<ul style="list-style-type: none">• Bolsa de Orina PVC• Tubo de Conexión PVC• Manija PP• Botón de salida y puerto de muestras PVC• Conector PVC• ABS: Acrilonitrilo Butadieno estireno	
EMPAQUE				
PRESENTACIÓN	EMPAQUE	CAJA MASTER	TOTAL UNIDADES	
BOLSA DE DRENAJE URINARIO	INDIVIDUAL		1	
	BOLSA PLÁSTICA		20	
	CAJA DE CARTÓN		50	