

PRODUCTO	COMPRESAS ESTERILES Y NO ESTERILES		MARCA	ZIBOJECT	
FABRICANTE	Jiangsu Jiele Medical Dressing Co.,Ltd	TIPO DE RIESGO		IIA	
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2017DM-0016396	
<div><p>Compresa no estéril</p></div> <div><p>Compresa estéril</p></div>			USOS		
			Las Compresas Esteriles y No Esteriles son apósitos absorbentes de tela, tipo algodón, usadas para limpiar, cubrir, proteger heridas, absorber fluidos en procedimientos médicos y Quirúrgicos y facilitar la curación; esenciales en primeros auxilios y ambientes clínicos.		
CARACTERISTICAS			CLASIFICACIÓN		
<p>Las Compresas Estériles y No Estériles están fabricadas en algodón 100% hidrófilo, lo cual facilita la absorción</p> <p><b>1. PRESENTACION:</b></p> <p>a. Compresas Estériles empaque Individual garantizando la esterilización.</p> <p>b. Compresas No estériles, paquete x 5 unidades</p> <p><b>2. SEGURIDAD:</b></p> <p>poseen una cinta azul radiopaca para ser detectadas por Rayos X.</p> <p>a. Son de un solo uso, suaves y absorbentes</p> <p>b. Hipoalergénica</p> <p>c. Bordes plegados que evitan el deshilachado</p> <p>d. Las Compresas No Estériles pueden ser esterilizadas)</p>			TIPO	TAMAÑO	PRESENTACIÓN
			Compresa estéril	45x45	PAQ X 5 UNDS
					CJA X 40 PAQ X 5 UND
			Compresa No Estéril	45x45	PAQ X 5 UNDS
					CJA X 40 PAQ X 5 UND
			ALMACENAMIENTO		
Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. Temperatura: 5°C a 55°C Humedad Relativa: 30% a 80%					
VIDA ÚTIL					
5 años a partir de su fecha de fabricación y/o siempre y cuando su empaque permanezca íntegro.					