

PRODUCTO	EQUIPO BURETA 150ML		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO.LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2025DM-0000151-R2
			USOS	
			La Bureta ZIBOJECT, es un dispositivo médico estéril de un solo uso, el cual consiste en un tubo graduado hasta 150ml con el objetivo de pasar medicamentos diluidos o paso de líquidos en poca cantidad principalmente el pacientes pediátricos. Se utiliza en conjunto con los Equipos de venoclisis, Macrogoteo y/o Microgoteo, los cuales van conectados a un acceso venoso.	
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
<p>1. PUNZON O SPAY: con punta diseñada en PVC rígido Grado Médico para perforar los frascos con corcho o las bolsas de viaflex; viene con venteo para facilitar el paso de los líquidos por gravedad en los frascos</p> <p>2. LLAVE REGULADORA: Sistema de rueda en PVC Rígido grado médico para graduar el goteo desde la solución a la Bureta.</p> <p>3. TAPA SUPERIOR: en ABS blanca, contiene</p> <ul style="list-style-type: none">* filtro de aire con su respectiva tapa de seguridad compuesto por fibras de membrana* punto para la administración de los medicamentos, libre de látex, recubierto de elastómero autosellable.* Colgadera en PVC flexible para facilitar la colocación de la Bureta en el atril. <p>4. TUBO DE ALMACENAMIENTO: elaborado en celulosa que permite colapsar el cuerpo sin daños ni memoria; escala volumetrica de 0 a 150ml , pilograda, no borrrable.</p> <p>5. TAPA INFERIOR: en ABS blanca con tubo en PVC Grado médico para conexión al equipo de venoclisis.</p> <p>6. PROTECTOR DEL PUNZON Y EL TUBO CONECTOR.</p>				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
<ul style="list-style-type: none">• ISO2859-1:1999• ISO2859-1:1999		5 años años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.		
		PRESENTACIÓN		
		<ul style="list-style-type: none">• Empaque individual• Caja por 100 unidades		