


PRODUCTO	Set de infusión: Equipo Macrogoteo Bioseguro		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA		2025DM-0000144-R2
		CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN		
		1. PUNZON O SPIKE: en PVC grado médico rígido con tapa protectora para perforar la bolsa y/o frasco de solución.		
		2. CAMARA DE GOTEO: PVC grado médico, transparente y flexible. 20 gotas = 1ml FACTOR DE GOTEO: 20.		
		3. TUBO DE INFUSION O MANGUERA: Flexible de PVC Grado Médico resistente a torceduras Longitud 2.14 mts.		
		4. LIAVE REGULADORA O REGULADOR DE FLUJO: Ponza en rodillo, Polietileno de Alta densidad.		
		5. PUNTO EN Y BIOSEGURO: Libre de aguja, compuesto principalmente por una base de ajuste de silicona. Tiene la capacidad de soportar múltiples acoples sin fugas.		
		6. CONEXION: Luer Lock móvil con su protector para conectar al catéter.		
USOS				
El equipo de venoclisis Macrogoteo Bioseguro esta diseñado para administrar líquidos, medicamentos y soluciones intravenosas por medio de un catéter con la especificación de un punto en Y libre de aguja, garantizando la disminución del riesgo de accidentes por pinchazo				
PRESENTACIÓN				
• Empaque individual • Caja por 50 unidades • Caja por 100 unidades				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
• ISO2859-1:1999 • ISO 8536-4-2010 • UNE-EN ISO 11135:2015		• 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. Temperatura: 5°C a 55°C Humedad Relativa: 30% a 80%