



PRODUCTO	Set de Infusión: Equipo Venoclisis Macro goteo Fotoprotector		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2025DM-0000144-R2
			USOS	
			El Equipo de Venoclisis FOTOPROTECTOR se utiliza para la administración intravenosa de líquidos, y medicamentos sensibles a la luz. Su recubrimiento y color ámbar, garantiza la estabilidad de las sustancias sensibles a la luz sin necesidad de una protección adicional externa durante su administración FACTOR DE GOTEO: 15 GOTAS/MIN 15 GOTAS = 1ML	
COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	NORMAS TÉCNICAS		
1. SPAY O PUNZON CON VENTEO: PVC Grado médico, rígido; venteo con membrana con filtro de aire 2. CAMARA DE GOTEO: PVC Grado médico opaco (ámbar) flexible con filtro de la solución en su parte inferior 3. TUBO O EQUIPO DE INFUSION: PVC Grado médico opaco (ámbar) 4. REGULADOR DE FLUJO O LLAVE REGULADORA: ABS rígido 5. PUNTO EN Y: Caucho natural, libre de látex 6. SISTEMA DE CONEXIÓN: Luer Lock 7. EMPAQUE: Blister (cubierta de celulosa y papel Grado medico)	• Empaque individual • Caja por 50 unidades • Caja por 100 unidades	• ISO2859-1:1999 • ISO 8536-4:2010 • UNE-EN ISO 11135:2015		
	VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO		
	5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto	Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz. Temperatura: 5°C a 55°C Humedad Relativa: 30% a 80%		
<div><div><div>1. ENTRADA DE AIRE CON FILTRO:</div><div>Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y filtro de nylon.</div><div>2. FILTRO DE FLUIDO:</div><div>Nylon.</div><div>3. REGULADOR DE FLUJO:</div><div>Polietileno de alta densidad.</div><div>4. TUBO:</div><div>Policloruro de vinilo PVC</div><div>5. PUNTO DE INYECCION EN "Y":</div><div>Polisopropeno y Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).</div><div>6. CAPSULA PROTECTORA DEL PUNZON:</div><div>Polietileno de alta densidad.</div><div>7. DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPAY):</div><div>Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).</div><div>8. CAVIDAD DE GOTEO (CAMARA DE GOTEO):</div><div>Policloruro de Vinilo – PVC.</div><div>9. PRUEBA CRONICA FEMENINA:</div><div>Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).</div><div>10. CAPSULA PROTECTORA DE PRUEBA CRONICA FEMENINA:</div><div>Polietileno de alta densidad.</div></div></div>				