

PRODUCTO	Set de infusión: Equipo Macrogoteo Bioseguro		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA		2016DM-0000144-R1
		CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN		
		<p><b>1. PUNZON O SPIKE:</b> en PVC grado médico rígido con tapa protectora para perforar la bolsa y/o frasco de solución.</p> <p><b>2. CAMARA DE GOTEO:</b> PVC grado médico, transparente y flexible. 20 gotas = 1ml FACTOR DE GOTEO: 20.</p> <p><b>3. TUBO DE INFUSION O MANGUERA:</b> Flexible de PVC Grado Médico resistente a torceduras Longitud 2.14 mts.</p> <p><b>4. LIAVE REGULADORA O REGULADOR DE FLUJO:</b> Ponza en rodillo, Polietileno de Alta densidad.</p> <p><b>5. PUNTO EN Y BIOSEGURO:</b> Libre de aguja, compuesto principalmente por una base de ajuste de silicona. Tiene la capacidad de soportar múltiples acoples sin fugas.</p> <p><b>6. CONEXION:</b> Luer Lock móvil con su protector para conectar al catéter.</p>		
USOS				
<p>El equipo de venoclisis Macrogoteo Bioseguro esta diseñado para administrar líquidos, medicamentos y soluciones intravenosas por medio de un catéter con la especificación de un punto en Y libre de aguja, garantizando la disminución del riesgo de accidentes por pinchazo</p>				
PRESENTACIÓN				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Empaque individual</li><li>• Caja por 50 unidades</li><li>• Caja por 100 unidades</li></ul>				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"><li>• MDD 93/42EEC</li><li>• EN 550 ISO</li><li>• 594-2 ISO</li><li>• 13485 ISO</li><li>• 9001:2000</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto</li></ul>	<p>Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.</p> <p>Temperatura: 5°C a 55°C Humedad Relativa: 30% a 80%</p>	