

PRODUCTO	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HefeiC&PNonwoven Products CO, LTD	TIPO DE RIESGO		I
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE
			USOS	
			Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabellos. Es usado como prenda de protección. No Estéril. se usa para aislar el cabello del ambiente	
COMPOSICIÓN			PRESENTACIÓN	
<ul style="list-style-type: none">• Tela No Tejida 100% Polipropileno de 13g Resorte: Nylon Blanco• Referencia: Color Azul y blanco• Dimensiones: Talla Única (53 cm de diámetro superior; 10 cm de altura)• Peso: 10 g/m², gramaje: 9.5-10.5 g/m²			<ul style="list-style-type: none">• Bolsa por 100 unidades• Corrugado por 20 bolsas x 100 unidades (2.000 unidades)	
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none">• MDR (UE)• ISO 13485:2003• ISO 9001		5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto	Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.	