




<b>PRODUCTO</b>	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN		<b>MARCA</b>	ZIBOJECT
<b>FABRICANTE</b>	ZIBOEASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD	<b>TIPO DE RIESGO</b>		I
<b>IMAGEN PRODUCTO</b>			<b>INVIMA</b>	2024DM-0028615
  			<b>USOS</b>	
			<p>Los guantes de nitrilo para examen son un dispositivo desechable destinado a fines médicos y dentales que se usa en la mano del examinador para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador.</p> <p>El nitrilo es resistente al agua, a la grasa, al aceite y, lo más importante, a una variedad de productos químicos y sustancias comunes. Los guantes de nitrilo también se usan comúnmente en la industria médica debido a su alta resistencia a las perforaciones y su destreza.</p>	
			<b>PRESENTACIÓN</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAJA POR 100 UNIDADES</li> <li>• CAJA CORRUGADA POR 1000 UNIDADES</li> <li>• Talla: XS, S, M, L, XL (AZULES)</li> <li>• Talla: S-M-L-XL (NEGROS)</li> </ul>	
<b>PRECAUCIONES</b>			<b>COMPOSICIÓN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie los guantes inmediatamente cuando estén contaminados y después de cada tarea de manipulación de productos químicos.</li> <li>2, Desechar los guantes inmediatamente después de su uso. ¡Nunca reutilice guantes desechables de nitrilo!</li> <li>3, Quitarse los guantes y lavarse las manos antes de salir del laboratorio, estableciendo guantes designados vs.</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butadieno de caucho de nitrilo 100%</li> </ul>	
<b>NORMAS</b>			<b>ALMACENAMIENTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASTM D6319</li> <li>• EN 455</li> <li>• NTC 5684</li> </ul>			<p>Almacenar en un lugar seco lejos del calor directo y la luz solar.</p>	
			<b>VIDA ÚTIL</b>	
			<p>5 AÑOS a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.</p>	