



| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| PRODUCTO | GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX ESTERILES | | MARCA | ZIBOJECT |
| FABRICANTE | ZIBOEASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD | | TIPO DE RIESGO | IIA |
| IMAGEN PRODUCTO | | | INVIMA | 2024DM-0028199 |
|   | | | USOS | |
| | | | Los guantes quirúrgicos de látex estériles, con o sin talco, se usan en cirugías y procedimientos invasivos para garantizar la esterilidad y prevenir infecciones cruzadas, siendo esenciales en la manipulación de tejidos, partos, cesáreas, trasplantes y en pacientes inmunocomprometidos. Destinado para fines clínicos, odontológicos y de Laboratorio clínico | |
| | | | PRESENTACIÓN | |
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Empaque individual• Caja por 50 unidades• Caja por 100 unidades• (6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0) | |
| DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | | | COMPOSICIÓN | |
| Los guantes con talco facilitan el calzado, ideales para procedimientos externos o estándar, mientras que los sin talco son preferidos en cirugías delicadas, cavidades internas, pacientes alérgicos o ambientes de alta precisión como laboratorios. Su diseño anatómico, textura y resistencia aseguran seguridad y sensibilidad en intervenciones críticas. En entornos clínicos, odontológicos y de laboratorio clínico | | | <ul style="list-style-type: none">• Guantes quirúrgicos de látex (Látex Natural) | |
| NORMAS <ul style="list-style-type: none">• EN455• EN ISO 11137 | | | ALMACENAMIENTO | |
| | | | Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono | |
| | | | VIDA ÚTIL | |
| | | | 5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso. | |