

PRODUCTO	Jeringas Hipodérmicas Estériles para un Solo Uso (con Aguja)	MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	CHANGZHOU JIAFENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	TIPO DE RIESGO	IIA
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	2021DM-0023559
		USOS	
		Aspiración de fluidos o para la inyección de fluidos inmediatamente después de la introducción	
		DESCRIPCIÓN	
		Jeringa con aguja en acero inoxidable, tribiselada, de tres partes y libre de pirógenos. No borrrable a la manipulación embolo con punta de caucho, que no se separa del cilindro al succionar el medicamento. Con apoyo del dedo pulgar para cilindro, sistema Luer Lock Empaque individual, estéril, en blíster Peel Pack.no toxico. Debe llevar impreso la referencia del producto, calibre, numero de lote de fabricación código de barras y fecha de vencimiento.	

REFERENCIAS

Jeringas	De las especificaciones del tubo de aguja								
1ml	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
2ml	/	/	x1	x1	x1	x1	x1/2	x1/2	x1/2
3ml	/	/	x1 1/4	x1 1/4	x1 1/4	x1 1/4	x1	x1	x1
	/	/	x1 1/2	x1 1/2	x1 1/2	x1 1/2	x5/8	x1 1/2	x1 1/2
	/	/	x3/4	x3/4	/	/	/	/	/
Jeringas	De las especificaciones del tubo de aguja								
5ml	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
10ml	x1	x1	x1	x1	x1	x1	/	/	/
20ml	x1	x1 1/4	x1 1/4	x1 1/4	x1 1/4	x1 1/4	/	/	/
50ml	1/2								

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierziboproject@yahoo.es - adminisracion@ziboproject.com

www.ziboproject.com

Bucaramanga - Colombia



COMPOSICIÓN

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Embolo	PP(Polipropileno)
Tubo	PP(Polipropileno)
Piston	PP(Polipropileno)
Funda	PP(Polipropileno)
Agujas hipodérmicas estériles para un solo uso.	Acero inoxidable austenítico

ADVERTENCIAS

- Verifique el sello del empaque, como una sola fuga de empaque, daño y cubierta protectora, prohíba el uso de estos.
- Desechable, abierto de uso inmediato, destrucción después de su uso.
- Preste atención al número de lote de producción y la fecha de vencimiento antes de su uso.
- El uso de productos debe cumplir con las regulaciones médicas relevantes, las leyes y regulaciones relevantes, limitado al uso de médicos o enfermeras capacitados.

PARAMETRO TECNICO

- Estructura y composición del rendimiento del producto: Barril, Émbolo, Pistón, Aguja Hipodérmica Estéril para un Solo Uso.
- Ciencia material: Barril, Émbolo, Buje, funda (PP) ; Aguja (acero inoxidable austenítico).
- Entorno de producción y métodos de esterilización: Todas las partes del producto, desde la producción hasta el ensamblaje, cumplen con los requisitos de los cien mil espacios de purificación completados, el empaque del producto se completa mediante la esterilización

CONTRADICCIÓN

No puede ser incompatible con paraldehído y otros usos farmacéuticos. Están prohibidas a los alérgicos al caucho natural.

NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO
• ISO8537/YY0497 • ISO8536-4:2004/CPJ-1 • EN866-2 - EN550 • MDD93/42/EEC	3 AÑOS	Este producto debe almacenarse en una humedad relativa de no más del 80%, gas no corrosivo y bien ventilado en interiores, los productos están totalmente garantizados. Soporte
	PRECAUCIONES	
	No usar si el empaque está roto	

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierziboproject@yahoo.es - administracion@ziboproject.com

www.ziboproject.com

Bucaramanga - Colombia