

PRODUCTO	KIT DE NEBULIZAR		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HANGZHOU SUPERDS INDUSTRY CO., LTD.	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2017DM-0016326
			USOS	
			<p>El Kit de Nebulizar se utiliza para nebulizaciones en terapias respiratorias en niños y adultos. Este dispositivo médico permite administrar al paciente medicamentos para la que la inhalación penetre directamente en el sistema respiratorio, proporcionando una acción terapéutica, rápida y el uso de dosis mas bajas</p>	
COMPOSICIÓN			ESQUEMA DEL PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Mascará: Fabricada con PVC de grado médico, su función es cubrir la nariz y la boca del paciente para formar un espacio que permita administrar la medicación prescrita. Puede ser de color transparente o verde. • Clip metálico: Hecho de aluminio, su función es ajustar la mascarilla hacia la nariz del paciente para evitar fugas de oxígeno. • Cierre elástico: Hecho de licra, permite ajustar firmemente la mascarilla al rostro del paciente. Es ajustable. • Orificios laterales de la máscara: Permiten expulsar el CO2 e intercambiar el aire atmosférico. • Conector de máscara: Hecho de poliestireno, se utiliza para conectar herméticamente la máscara en el nebulizador. • Nebulizador: Su función es convertir un líquido en aerosol, para que pueda ser inhalado y almacenado en las vías respiratorias. Consta de tapa, núcleo y copa. • Tubo de suministro de oxígeno: Fabricado en PVC de grado médico, permite el flujo de oxígeno. Puede ser transparente o verde. En ambos casos, cuenta con un conector estándar que permite su conexión hermética al nebulizador y a la fuente de oxígeno, respectivamente. • Conector del tubo de suministro de oxígeno: Fabricado en PVC de grado médico, se utiliza para conectar el tubo de suministro de oxígeno a la fuente de oxígeno 				
			PARTES	
			01. Sujeción elástica	
			02. Orificios laterales de la máscara	
			03. Clip metálico	
			04. Mascará	
			5. Conector de la máscara	
			6. Nebulizador	
			7. Tubo de suministro de oxígeno	
			8. Conector del tubo de suministro de oxígeno	

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierziboproject@yahoo.es - administracion@ziboproject.com

www.ziboproject.com

Bucaramanga - Colombia



DIMENSIONES TUBO			ALMACENAMIENTO
<ul style="list-style-type: none">Longitud del tubo: ≥ 1500 mmDiámetro interno del tubo: 2,8-4,2 mmDiámetro externo del tubo: 4,8-6,2 mm			Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.
			NORMAS
			<ul style="list-style-type: none">GB15593-1995EN ISO11135-1:2014
DIMENSIONES MASCARILLA			PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
TAMAÑO	LARGO (mm)	ANCHURA (mm)	
M	105,0 \pm 10%	48,0 \pm 10%	
L	110,0 \pm 10%	61,0 \pm 10%	
PRESENTACIÓN		VIDA UTIL	
Adulto Pediátrico		5 años	<ul style="list-style-type: none">De un solo uso. No reutilizar.Desechar después de su uso.No lo uses si el empaque está abierto o dañado.Comprueba que todas las conexiones sean seguras y que el oxígeno circule libremente por el tubo.No lo uses después de la fecha de caducidad indicada en el empaque.