


PRODUCTO	PRESERVATIVOS Z-JECT		MARCA	ZIBOJECT		
FABRICANTE	DONGYANG SONGPU LATEX (JINZHOU) Co.,Ltd		TIPO DE RIESGO	IIB		
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2019DM-0020928		
    			USOS Barrera de protección hecha de funda de látex que cubre el pene completamente con una membrana ajustada. Está hecho de látex por su resistencia y elasticidad. Tiene el fin de impedir el paso y flujo del semen antes, durante o después de la eyaculación. Este condón tiene paredes rectas con una superficie lisa y termina en el pezón, maicena en polvo USP y lubricada con aceite de silicona. A prueba de fuga de líquidos, moldeable y resistente en el uso con el transductor trasvaginal			
			COMPOSICIÓN Componente: látex 100 % Fabricado con látex de CAUCHO NATURAL		PRESENTACIÓN • Empaque metálico individual • Blíster por 3 unidades • Caja por 60 unidades • Preservativo Z-JECT Display Z-JECT X 60 und • Preservativo Z-JECT Rectangular Granel X 100 und • Preservativo Z-JECT Square Granel X 100 und	
			NORMAS TÉCNICAS • ISO 2859 2014	VIDA ÚTIL 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.	ALMACENAMIENTO Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Nunca lo use después de la fecha de caducidad (marcado "EXP" en la lámina y la caja)	