



ZIBOJECT

PRODUCTO	Tapón Bioseguro / Conector libre de aguja bioseguro		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2025DM-0000135-R2
				
USOS				
<p>Dispositivo médico estéril de un solo uso, el cual se utiliza junto con el catéter intravenoso o cualquier dispositivo intravenoso en pacientes que no requieren una infusión continua o en pacientes con agitación severa. Permite la infusión sin necesidad de agujas hipodérmicas, evitando así, lesiones por pinchazo o riesgo de contagio de infecciones, además, facilita la movilización de los pacientes.</p>				
COMPOSICIÓN		PRESENTACIÓN		
<p>Compuesto principalmente por una base de ajuste de silicona Tiene la capacidad de soportar múltiples acoples sin fugas Las Normas Internacionales recomiendan el cambio del dispositivo cada 72 a 96 horas, según el protocolo de cada Institución y NO realizar perforaciones con agujas hipodérmicas por daño de la membrana</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Empaque individual Estéril • Caja por 50 Unidades • Caja por 100 Unidades 		
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> • GB/T1962.2-2001 • 93/42/EEC, ISO13485-2003 - ISO11135-1. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto. 		<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz 	

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierziboproject@yahoo.es - administracion@ziboproject.com

www.ziboproject.com

Bucaramanga - Colombia