

PRODUCTO	Tapón para terapia intermitente		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2025DM-0000135-R2
				
USOS				
<p>El Tapón para Terapia Intermitente, es un dispositivo médico estéril, de un solo uso, utilizado junto con el catéter intravenoso, para garantizar un acceso venoso en pacientes que NO requiere una infusión continua.</p> <p>Se requiere la conexión mediante agujas hipodérmicas, preferiblemente de calibres delgados (21G, 22G, 23G) para la administración de medicamentos, líquidos intravenosos, etc.</p>				
COMPOSICIÓN		PRESENTACIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de conexión Luer - Lock garantizando un acople seguro Membrana de caucho natural / Libre de látex, para inyecciones múltiples Superficie lisa a base de Polisopreno, Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno (ABS) Libre de DEHP 		<ul style="list-style-type: none"> Empaque individual Estéril Caja por 50 Unidades Caja por 100 Unidades 		
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> GB/T1962.2-2001 93/42/EEC ISO13485-2003 ISO11135-1 	5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz	