



PRODUCTO	Termómetro Digital MC-101		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.,		TIPO DE RIESGO	IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2021DM-0023678
			USOS	
			Se utiliza para medir la temperatura del cuerpo humano, adecuado para uso oral, axila y ano	
			PRESENTACIÓN	
			Empaque Unitario en Caja de Cartón	
PARAMETROS TECNICOS				
<div><p>MC-101</p><ul style="list-style-type: none">• RANGO DE MEDICIÓN: 32.0 °C - 42.9 °C• ERROR MÁX.:0.1°C BATERIA: DC1.5V TIPO-LR41×1• Incremento digital: 0.1°C CONDICIONES DE TRABAJO: 10°C - 35°C• PESO: 10g TAMAÑO: 124*18*9mm</div>				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
GB/T 21416-2008		3 años		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz