

PRODUCTO	Torniquete Elástico Ziboject		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Ningbo Jenius Medical Tech CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE
			USOS	
			Torniquete de Presión elástico, Dispositivo médico Grado I, NO estéril usado para ejercer presión por encima de un vaso sanguíneo (arterial y/o venoso) con el fin de extraer muestras sanguíneas del cuerpo humano	
COMPOSICIÓN		PRESENTACIÓN		
<p>Compuesto por el siguiente elemento:</p> <p>TPE (Elastómero Termoplástico) o caucho termoplástico; clase de copolímero o mezcla física de polímeros (generalmente un caucho y un plástico) que le da al producto una característica termoplástica y elastomérica.</p> <p>Libre de Látex.</p>		<p>Caja dispensadora x 25 Unidades en rollo continuo, con puntos continuos precortados cada 45cm</p> <p>unidad de empaque Caja x 500 unidades</p> <p>A. EMPAQUE El Torniquete viene empackado en caja x 25 unidades – NO empaque individual</p>		
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none">FDACEISO 13485 :2003	Su vida útil va acorde al uso del producto y preservación de su empaque, no es producto estéril.		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz	