


PRODUCTO	Bajalenguas de Madera (Bolsa y empaque individual)		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	WUJAND YONGCHENG WOODEN PRODUCT FACTORY		TIPO DE RIESGO	NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025031449
 Granel  Individual			USOS	
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS			Los Bajalenguas de madera son un dispositivo médico utilizado para sujetar la lengua de las personas con el fin de realizar una exploración visual de la cavidad bucal y la garganta. También son utilizados para la aplicación de medicamentos tópicos en el paciente.	
			ZIBOJECT SAS tiene a disposición 2 presentaciones del producto con el fin de ofrecer opciones prácticas al momento de utilizar el Bajalenguas de Madera ya sea en un procedimiento Estéril y/o No Estéril:	
PRESENTACIÓN			* Bolsa plástica x 20 unidades NO Estéril	
1. Empaque Individual: Estéril en Óxido de Etileno empacado en papel grado médico garantizando la esterilización.			* Empaque Individual ESTERIL	
2. Bolsa x 20 unidades: aséptico, NO estéril; empacado en bolsa plástica autosellable				
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
- ISO 13485 - ISO 9001 - ISO 9002 - CE	3 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.		Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.	