

PRODUCTO	BATA PACIENTE MANGA CORTA		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD		TIPO DE RIESGO	NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025029037	
		USOS		
		La Bata paciente manga corta es de un solo uso, utilizada para colocar al paciente cuando se requiera realizar examen físico en el servicio de urgencias y/o para procedimientos no invasivos. Igualmente se utiliza para procedimientos Quirúrgicos en salas de cirugía		
		DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS		
		1. Elaborada en tela no tejida de Polipropileno SMS 25g. 2. No Estéril 3. Color azul celeste 4. Tamaño: 1mt x 1.40mt 5. Cordón de sujeción a la cintura en Polipropileno no tejido. 6. Costuras por Ultrasonido 7. Alta resistencia al rasgado. 8. Hipoalergenica 9. Resistente a fluidos corporales evitando el contacto con la piel del paciente		
		ALMACENAMIENTO		
		Conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido.		