

PRODUCTO	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA CON PUÑO DE RESORTE	MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD	TIPO DE RIESGO	NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025029037
		USOS	
		Ideal para el uso del personal de salud que vaya a realizar procedimientos en servicios como Urgencias, Unidad de Quemados, UCI Neonatal, Pediátrica o UCI Adulto. Se recomienda también el uso a los visitantes que vayan a estar en contacto con pacientes aislados.	
		DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	
		1. Elaborada en tela no tejida de Polipropileno SMS 30g. 2. No Estéril 3. Color azul celeste 4. Manga larga con puño Resortado: 12cm estirado. 5. Tiras de amarre a la cintura, elástico, expandex suave y resistente 6. Costuras por Ultrasonido 7. Alta resistencia al rasgado. 8. Hipoalergenica 9. Resistente a fluidos corporales evitando el contacto con la piel. 10. Biodegradable 11. No tóxico	
		ALMACENAMIENTO	
		Conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido.	