

PRODUCTO	ESPARADRAPO DE TELA			MARCA	ZIBOJECT	
FABRICANTE	JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD		TIPO DE RIESGO		I	
IMAGEN PRODUCTO		CLASIFICACIÓN		INVIMA	2021DM-0008470-R1	
		REF	COLOR	MEDIDAS	USOS	
		BLISTER	Piel/Blanco	½ in x 5 yd	El Esparadrapo de Tela esta elaborado con tela transpirable y una cinta adhesiva de corte liso, que facilita el razgado. Ideal para deportistas dando soporte en las articulaciones. Se utiliza para: 1. Fijación de Apósitos: su función principal es asegurar que las gasas y los apósitos permanezcan en su lugar, protegiendo las heridas de infecciones y suciedad. 2. Soporte y estabilización: refuerza vendas para inmovilizar esguinces o torceduras, dando soporte a articulaciones en movimiento, especialmente en deportistas. 3. Presión: ayuda a aplicar presión sobre las heridas para controlar sangrados leves. 4. Sujeción de Dispositivos: mantiene en su sitio sondas, cánulas, catéteres, entre otros..	
		BLISTER	Piel/Blanco	1 in x 5 yd		
		BLISTER	Piel/Blanco	2 in x 5 yd		
		BLISTER	Piel/Blanco	3 in x 5 yd		
		CARRETE	Piel/Blanco	½ in x 5 yd		
		CARRETE	Piel/Blanco	1 in x 5 yd		
		CARRETE	Piel/Blanco	2 in x 5 yd		
		CARRETE	Piel/Blanco	3 in x 5 yd		
		CAJA PLEGADIZA	Piel/Blanco	½ in x 5 yd		
		CAJA PLEGADIZA	Piel/Blanco	1 in x 5 yd		
		CAJA PLEGADIZA	Piel/Blanco	2 in x 5 yd		
CAJA PLEGADIZA	Piel/Blanco	3 in x 5 yd				
COMPOSICIÓN			PRESENTACIÓN			
- Óxido de Zinc - Adhesivo de Yeso Cinta Quirúrgica - Tela de Rayón - Emolientes - Antioxidantes			- Caja por 24 Blister/Carrete, corrugada x 720 - Caja por 12 Blister/Carrete, corrugado x 360 - Caja por 6 Blister/Carrete, corrugado x 180 - Caja hospitalaria plegadiza surtida x 5			
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO		
MDD 93/42/EEC		5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.		Conservar hasta su uso en los empaques originales en un ambiente fresco Temperatura: 24°C+/-5°C Humedad Relativa: De 45% a 65%		